

DISPOSITIVI MEDICALI PER LA FORATURA AURICOLARE



INVERNNESS



Foratura Auricolare

un servizio
al cliente

Quante donne da ragazzine hanno chiesto alle loro mamme di potere fare il “buchetto” all’orecchio per indossare orecchini, non si trattava certamente di una richiesta trasgressiva, anzi. Anche ai nostri giorni tale costume continua ad essere un rito pressochè familiare, che procede dalle mamme verso le loro bambine caricandosi di valori emotivi e culturali.

Come usanza, la foratura dell’orecchio è molto diffusa in tutto il mondo, basti pensare che interessa oltre il 90% della popolazione femminile, e conta solo nel nostro paese circa 750.000 interventi l’anno.

I consumatori moderni sono certamente più attenti e informati, soprattutto per quanto riguarda la prevenzione e la salute dei bambini; ecco quindi che anche il semplice “buchetto” all’orecchio oggi viene preso seriamente ponendo attenzione ai sistemi utilizzati, alle modalità di foratura e al luogo nel quale viene eseguito l’intervento. Considerato tutto ciò, non è da meravigliarsi se molte mamme preferiscono affidarsi alla professionalità della Vostra Farmacia e al sistema INVERNESS.



Offrire il servizio della foratura auricolare in Farmacia praticato da un Operatore Sanitario mediante modalità ben specifiche e l'impiego di Dispositivi Medicali significa soprattutto fare prevenzione contro la diffusione di malattie. La Farmacia, infatti, svolge per vocazione, nel suo ruolo di centro per la salute e di primo presidio medico, l'attività di prevenzione.

Sono molte le Farmacie che già offrono il servizio di foratura auricolare, in pieno accordo con la Federazione Ordini Farmacisti Italiani che, pur non considerando tale servizio di competenza specifica della professione di Farmacista, ha indicato che esso può certamente essere offerto in Farmacia quale servizio commerciale.

La foratura dell'orecchio è senza dubbio un servizio interessante per tutte le Farmacie situate vicino alle scuole, agli asili oppure agli ambulatori pediatrici e pienamente in sintonia con la vocazione all'infanzia che hanno molte Farmacie. La foratura dell'orecchio riguarda le stesse mamme e bambine, nonne e nipotine che ogni giorno si rivolgono alla Farmacia.

la Farmacia il luogo ideale



Dispositivi Medicali per la Foratura Auricolare



INVERNESS 2000 scopriamo i vantaggi

Vantaggio - UN DISPOSITIVO MEDICALE FDA

il sistema INVERNESS 2000 è classificato quale "Dispositivo Medicale" dalla FDA (Food&Drug Administration USA).

Nel nostro paese INVERNESS è distribuito dal 1991 esclusivamente nelle Farmacie e presso gli Operatori sanitari.



Vantaggio - LA SICUREZZA DI ORECCHINI COMPLETAMENTE INCAPSULATI

l'unico sistema di foratura auricolare a pressione manuale che utilizza speciali capsule monouso sterili nelle quali l'orecchino è completamente nascosto e protetto. Massima igiene e sicurezza fino al preciso momento della foratura.

Brevetto USA n° 4,030,507 del 1977 e Brevetto USA n° 5,007,918 del 1991



Vantaggio - PRATICITA'

l'unico sistema nel quale la capsula vuota viene rimossa semplicemente premendo un pulsante, senza toccare nulla. Pratico e igienico.

Vantaggio - FORATURA DELICATA E SILENZIOSA

il primo sistema di foratura auricolare ad adottare il meccanismo a pressione manuale per garantire una foratura morbida, delicata, silenziosa e praticamente indolore, indicata per i bambini, anche i più piccoli.

Vantaggio - PREVENZIONE

qui... dove tutti gli altri sistemi mettono in bella vista l'orecchino, INVERNESS non rivela nulla! L'orecchino è completamente protetto nella sua capsula, a vantaggio della sicurezza e dell'igiene.

INVERNESS



Vantaggio - PACKAGING IGIENICO E PRATICO
ogni cassetina contiene una coppia di orecchini già caricati in capsule alloggiate in scomparti separati e sigillati individualmente. L'apertura di uno scomparto non altera la condizione di sterilità dell'altro. La confezione include 2 salviettine.

Brevetto USA n° 6,571,956 B2 del 2003

Vantaggio - SICUREZZA
il sistema brevettato a Capsula garantisce una foratura precisa, delicata e in completa sicurezza.



ORECCHINO INCAPSULATO? UNA QUESTIONE DI SICUREZZA!

nel sistema a CAPSULA l'orecchino rimane nascosto e protetto fino al preciso momento della foratura, a favore della sicurezza e dell'igiene

nei sistemi a CARTUCCIA l'orecchino è sempre esposto


1



2



3



altri sistemi

Vantaggio - ORECCHINI SOTTILI E AFFUSOLATI - CHIUSURA DI SICUREZZA

gli orecchini INVERNESS, con uno spessore di appena mm 0,73 sono gli orecchini incapsulati più sottili, non solo, sono anche molto affusolati, tutto a favore di una foratura precisa e delicata, praticamente indolore. Inoltre, con l'esclusiva "Chiusura di Sicurezza" l'orecchino non punge più.

Brevetto USA n° 6,074,406 del 2000



Vantaggio - ORECCHINI STERILI E BIO-COMPATIBILI

non tutti i metalli sono uguali, alcuni offrono una maggiore bio-compatibilità di altri, è per questo che INVERNESS ha scelto di produrre le proprie linee di orecchini in **Steralloy®** oppure in **Titanio**, nel rispetto della Direttiva 2004/96/CE sul Nichel. La finitura è in Oro 24Kt oppure Palladio.

Forare l'orecchio non è mai stato così semplice e sicuro

INVERNESS 2000 solo per Operatori Sanitari



Dopo oltre 30 anni di storia nel settore della foratura auricolare, il nome INVERNESS è diventato sinonimo di "innovazione"; non potrebbe essere altrimenti, con oltre 15 brevetti INVERNESS ha rivoluzionato il concetto di foratura auricolare, portando l'innovazione necessaria per rendere il servizio sempre più igienico, delicato e sicuro.

Se la validità di un sistema si può determinare dai tentativi di imitazione, allora INVERNESS è senza dubbio il sistema di riferimento. INVERNESS è certamente un riferimento per i molti Operatori Sanitari che in Italia, dal 1991, ne riconoscono le "speciali" caratteristiche di igiene e di sicurezza, caratteristiche che lo hanno reso il sistema di foratura auricolare più utilizzato in Farmacia.



INVERNESS



una procedura igienica, delicata, semplice e sicura



1 Rimuovere la pellicola di sigillo da uno dei due scomparti della cassetta ed estrarre la capsula



2 Inserire la capsula nella apposita sede dello strumento di foratura dell'orecchio



3 Lo strumento di foratura è pronto per essere utilizzato



4 Pulire la zona nella quale verrà fatto il foro utilizzando una delle salviette incluse



5 Indicare il punto nel quale verrà fatto il foro utilizzando la penna chirurgica allo iodio inclusa



6 Avvicinare lo strumento di foratura all'orecchio



7 Premere leggermente lo strumento per avvicinare la punta della capsula all'orecchio



8 Prendendo la mira sul punto prescelto per la foratura, premere lo strumento con decisione fino al completo fine-corsa



9 L'orecchino fuoriesce dalla capsula, fora l'orecchio e si infila nella farfallina



10 Rilasciare la pressione della mano dallo strumento di foratura



11 Abbassare e allontanare lo strumento dall'orecchio



12 Rimuovere la capsula vuota azionando l'apposito pulsante di espulsione

una collezione di orecchini sterili e bio-compatibili

Ogni modello raffigurato viene
confezionato in cassetine da 2
pezzi (paio), già caricato nella
relativa capsula sterile monouso

LINEA STERALLOY® - PLACCATO ORO 24Kt

 <p>Rif. 10 Pallina Mini diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217353</p>	 <p>Rif. 11 Pallina Media diametro 4mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217365</p>	 <p>Rif. 20 Stella diametro 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217454</p>	 <p>Rif. 21 Cuore diametro 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217478</p>
 <p>Rif. 24 Stella Crystal diametro 4mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217492</p>	 <p>Rif. 25 Cuore Crystal diametro 4mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217516</p>	 <p>Rif. 62 Tre Stelline larghezza 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217670</p>	 <p>Rif. 61 Tre Cuoricini larghezza 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217668</p>
 <p>Rif. 60 Farfalla larghezza 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217643</p>	 <p>Rif. 37 Tiffany Mini Zircone Cubico diametro 2mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217579</p>	 <p>Rif. 32 Tiffany Medio Zircone Cubico diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217542</p>	 <p>Rif. 33 Tiffany Grande Zircone Cubico diametro 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 904985951</p>
 <p>Rif. 761 Tiffany Maxi Zircone Cubico diametro 7mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 904920218</p>	 <p>Rif. 39 Tiffany Medio Zircone Rosa diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217593</p>	 <p>Rif. 30 Tiffany Grande Zircone Rosa diametro 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217528</p>	 <p>Rif. 152 Zircone Cubico Taglio Stella diametro 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 904920143</p>
 <p>Rif. 771 Zircone Cubico Taglio Navetta lunghezza 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 904920269</p>	 <p>Rif. 773 Zircone Cubico Taglio Smeraldo lunghezza 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 904920283</p>	 <p>Rif. 40 Tiffany Perla diametro 4mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217617</p>	 <p>Rif. 31 Tiffany Cristallo diametro 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217530</p>
 <p>Rif. 83 Tiffany Acquamarina diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217706</p>	 <p>Rif. 84 Tiffany Cristallo diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217720</p>	 <p>Rif. 86 Tiffany Alessandrite diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217744</p>	 <p>Rif. 88 Tiffany Peridoto diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217769</p>
 <p>Rif. 89 Tiffany Zaffiro diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217795</p>	 <p>Rif. 90 Tiffany Rosa diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217819</p>	 <p>Rif. 91 Tiffany Topazio diametro 3mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 900217821</p>	 <p>Rif. 800 Fiore Topazio/Crystal diametro 5mm Steralloy® Placc.Oro 24Kt</p>  <p>A 905857645</p>



INVERNESS

LINEA STERALLOY® – PLACCATO PALLADIO

Rif. 14
Pallina Mini
diametro 3mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900217389

Rif. 13
Pallina Media
diametro 4mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900414552

Rif. 113
Stella
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900217884

Rif. 53
Tiffany Mini
Zircone Cubico
diametro 2mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 903523431

Rif. 54
Tiffany Medio
Zircone Cubico
diametro 3mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900217629

Rif. 181
Tiffany Grande
Zircone Cubico
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 903523456

Rif. 112
Tiffany Medio
Zircone Cub. Quad.
diametro 3mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900217858

Rif. 355
Tiffany Maxi
Zircone Cub. Quad.
diametro 7mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 904353075

Rif. 173
Tiffany
Acquamarina
diametro 3mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900414626

Rif. 177
Tiffany
Rosa
diametro 3mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900414640

Rif. 179
Tiffany
Zaffiro
diametro 3mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900414653

Rif. 116
Fiore
Zaffiro/Zaffiro
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900217922

Rif. 119
Fiore
Crystal/Zaffiro
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900217946

Rif. 120
Fiore
Crystal/Rosa
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900414588

Rif. 801
Fiore
Topazio/Peridoto
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 905857658

Rif. 802
Fiore
Peridoto/Topazio
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 905857619

Rif. 803
Fiore
Zaffiro/Rosa
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 905857684

Rif. 804
Fiore
Rosa/Zaffiro
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 905857672

Rif. 160
Barretta Cono/Cono
indicata per cartilagine
diam.5mm lungh.7mm
Steralloy® Placc. Palladio

A 900414590

Ogni modello raffigurato viene confezionato in cassetine da 2 pezzi (paio), già caricato nella relativa capsula sterile monouso

LINEA TITANIO

Titanio "Medical Grade"
bio-compatibile, per la pelle
iper-sensibile ai metalli.

Rif. 159
Pallina Mini
diametro 3mm
Titanio "Medical Grade"

A 904985975

Rif. 510
Pallina Mini
Anodizzato Blue
diametro 3mm
Titanio "Medical Grade"

A 904985987

Rif. 805
Fiore
Crystal/Crystal
diametro 5mm
Steralloy® Placc. Oro 24Kt

A 905857708

Rif. 17
Brillantino
Crystal
diametro 4mm
Titanio "Medical Grade"

A 900217415

Rif. 18
Brillantino
Acquamarina
diametro 4mm
Titanio "Medical Grade"

A 900217427

Rif. 111
Pallina barretta
lunga per lobo spesso
diam 4mm lungo 9mm
Titanio "Medical Grade"

A 900414564

FORATURA DELL'ORECCHIO INIZIARE E' SEMPLICE! richiedete il KIT INVERNESS

un investimento di soli €283,20 che
genera un incasso di €566,40 p.p.

KIT INVERNESS

Tutto ciò che serve per
iniziare ad offrire il Servizio
di Foratura dell'Orecchio

INCLUDE:

36 paia di orecchini nei 24 modelli più richiesti.

IN OMAGGIO:

- custodia con il Dispositivo INVERNESS 2000
- display Mostra Orecchini con i modelli disponibili
- cartello vetrina cm 34x48
- cartello da banco cm 24x34
- cartello con opuscoli al consumatore
- vetrofania
- penna segnapunto
- modulo di consenso informato
- manuale di istruzione
- materiale di addestramento (capsule e orecchie finte)
- CD Corso di Formazione/Filmato Pubblicitario.

il costo si riferisce all'acquisto di 36 coppie
di orecchini, tutto il resto è in omaggio.





INVERNESS

sistema sterile - delicato - semplice

QUI SI FORANO LE ORECCHIE



FORATURA DELL'ORECCHIO
sterile - delicato - semplice



PERCHÉ FORARE L'ORECCHIO IN FARMACIA?

INVERNESS

scegliete tra oltre 50 fantasie alla moda!



sistema a capsula monouso
sterile - delicato - semplice

QUI SI FORANO LE ORECCHIE



INVERNESS

scegliete tra oltre 50 fantasie alla moda!



QUI SI FORANO LE ORECCHIE

INVERNESS

sistema sterile, delicato e semplice

consulta il tuo farmacista





INVERNESS



La INVERNESS CORPORATION è stata fondata nel 1974 negli Stati Uniti con l'obiettivo di brevettare, produrre e commercializzare sistemi avanzati per la foratura dell'orecchio.

Fin dalle sue origini INVERNESS ha assunto il ruolo di leader di settore introducendo importanti innovazioni tese a rendere la foratura dell'orecchio una attività sicura, delicata e semplice.

INVERNESS CORPORATION è parte del Cookson Group Company, gruppo industriale internazionale nel settore delle materie prime e delle tecnologie avanzate di lavorazione. Il gruppo Cookson ha sedi negli USA, Francia, Giappone e Canada, impiega oltre 17.000 persone in 35 paesi e vende i propri prodotti in tutto il mondo.

In Italia dal 1978 i sistemi INVERNESS per la foratura dell'orecchio sono importati e distribuiti da SANICO Srl, una azienda che produce e commercializza articoli elettromedicali per la Farmacia, per il settore sanitario e per utilizzatori professionali.



SANICO S.r.l.

Via G. Ferraris, 31
20090 Cusago (MI)
ITALY
tel. +39 02 90390038
fax +39 02 90390279

per ulteriori informazioni e una
dimostrazione visitateci on-line

www.inverness.it